

STATLOCK® Arterial, Arterial Select, Arterial Plus & Arterial Ultra

Stabilisierungssysteme

Zur „naht-freien“ Stabilisierung von arteriellen Kathetern.

Minimiert Komplikationen mit arteriellen Kathetern, wie z. B. ungeplante Katheter-Neuanlagen.¹

- Entwickelt um den Komfort und die Sicherheit für den Patienten zu erhöhen, durch den Wegfall der Notwendigkeit den Katheter mittels einer Naht zu fixieren.
- Eliminiert das Risiko einer Nadelstichverletzung für den Arzt während der Fixierung des Katheters.^{1,3}
- Bietet Lösungen, die den OSHA Empfehlungen für nahtfreie Fixierung folgen.³

Ein evidenz-basiertes Stabilisierungssystem, das die 2006 INS Standards erfüllt.²

Bestellinformationen

STATLock® Arterial Stabilisierungssysteme

Bestell-Nr.	Beschreibung	VE/Pckg.
ART0320	System für Flügelkatheter BD® mit Verankerungskissen aus Schaumstoff	50
ART0321	System für Flügelkatheter Vygon® mit Verankerungskissen aus Schaumstoff	50
ART0423	System für Arterienkatheter Arrow® 4020 mit Verankerungskissen aus Schaumstoff	25

STATLock® Arterial Select Stabilisierungssysteme

Bestell-Nr.	Beschreibung	VE/Pckg.
P ART0400	Pädiatrie-System mit Verankerungskissen und Luer-Lock Verlängerungsset (20 cm)	25
P ART0401	Pädiatrie-System mit Verankerungskissen und Luer-Lock Verlängerungsset (20 cm) mit Stopcock	25
ART0420	System mit Verankerungskissen und Luer-Lock Verlängerungsset (20 cm)	25
ART0421	System mit Verankerungskissen und Luer-Lock Verlängerungsset (20 cm) mit Stopcock	25

STATLock® Arterial Plus Stabilisierungssysteme

Bestell-Nr.	Beschreibung	VE/Pckg.
ART0222	System mit halbmondförmigem Verankerungskissen aus Trikotstoff und Verlängerungsset (20 cm)	25
ART0223	System mit halbmondförmigem Verankerungskissen aus Trikotstoff und Verlängerungsset (20 cm) mit Stopcock	25
VADC	System für Arterienkatheter Arrow® 4020 mit halbmondförmigem Verankerungskissen	25

STATLock® Arterial Ultra Stabilisierungssysteme

Bestell-Nr.	Beschreibung	VE/Pckg.
ART0422	System für Arterienkatheter BD® Insyte mit Verankerungskissen	50

P = für Kinder (pädiatrisch)



Abb. STATLock® Arterial Select Stabilisierungssystem



Abb. STATLock® Arterial Ultra Stabilisierungssystem

Referenzen:

- Stephenson C. The Advantages of a Precision-engineered Securement Device for Fixation of Arterial Pressure-monitoring Catheters. JAVA 2005 10:130-132
- INS Standards of Practice, Section 43B, 2006.
- OSHA Fact Sheet #7. Securing Medical Catheters. 2004

BAIRD

C. R. Bard GmbH

Wachhausstraße 6 • D-76227 Karlsruhe • TEL: +49 721 9445-124 • FAX: +49 721 9445-100 • www.bard.de • KOSTENLOSES BESTELLFAX: 0800-31 20555

Bard Medica S.A.

MGC-Top Nr. D36, 3.OG Ebene • Modecenterstraße 22 • A-1030 Wien • TEL: +43 1 49 49 130 • FAX: +43 1 49 49 130-30 • www.bard.at

Bard Medica S.A.

Seestrasse 64 • CH-8942 Oberrieden/Zürich • TEL: +41 44 722 53 60 • FAX: +41 44 722 53 70 • www.crbard.ch

Bitte ziehen Sie die Produktkennzeichnung und -beileger zu Rate, um sich über Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und die richtige Handhabung zu informieren.

Bard und StatLock sind Marken und/oder eingetragene Marken der C. R. Bard, Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihres jeweiligen Inhabers. Copyright © 2013 C. R. Bard, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BRO006BM-D (12/2013) DACH