


STATLock® Epidural

Stabilisierungssysteme

Zur „klebeband-freien“ Stabilisierung von Epiduralkathetern und Adaptern.



Ein evidenz-basiertes Stabilisierungssystem, das die 2006 INS Standards erfüllt.¹

Entwickelt um:



- Eine Migration, Diskonnektion und/oder unbeabsichtigte Entfernung des Epiduralkatheters zu vermeiden, die die Anästhesie unterbrechen könnte.
- Die Spannungen auf beiden Seiten des Katheter-adapters und der Kathetereintrittsstelle zu verringern.
- Den Patientenkomfort zu verbessern.
- Kompatibel mit nahezu allen 18 G bis 20 G Epiduralkathetern.

Halterung

Entwickelt um den Katheteradapter von der Haut des Patienten abzuheben, für verbesserten Komfort und bessere Sichtbarkeit.

Verankerungskissen

- Schnelles und einfaches Anbringen und Entfernen.
- Ermöglicht Sicht auf die Kathetereintrittsstelle.
- Einzigartiges alkohollösliches und damit hautschonendes Haftmittel.



Bestellinformationen

StatLock® Epidural Stabilisierungssysteme

Bestell-Nr.	Beschreibung	VE/Pckg.
VEDML6	System mit Mikro-Verlängerungsset (15 cm) und Luer-Lock Halterung	25
VEDCAML6	System mit Mikro-Verlängerungsset (15 cm) für ARROW® FLEX TIP® Katheter	25
VEDCML6CE	System mit Mikro-Verlängerungsset (15 cm), Luer-Lock Halterung und halbmondförmigem Verankerungskissen	25
VEDC	Halbmondförmiges Verankerungskissen	50

Referenzen:

¹ INS Standards of Practice, Section 43B, 2006.



C. R. Bard GmbH

Wachhausstraße 6 • D-76227 Karlsruhe • TEL: +49 721 9445-124 • FAX: +49 721 9445-100 • www.bard.de • **KOSTENLOSES BESTELLFAX: 0800-31 20555**

Bard Medica S.A.

MGC-Top Nr. D36, 3.OG Ebene • Modecenterstraße 22 • A-1030 Wien • TEL: +43 1 49 49 130 • FAX: +43 1 49 49 130-30 • www.bard.at

Bard Medica S.A.

Seestrasse 64 • CH-8942 Oberrieden/Zürich • TEL: +41 44 722 53 60 • FAX: +41 44 722 53 70 • www.crbard.ch

Bitte ziehen Sie die Produktkennzeichnung und -beileger zu Rate, um sich über Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und die richtige Handhabung zu informieren.

Bard und StatLock sind Marken und/oder eingetragene Marken der C. R. Bard, Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihres jeweiligen Inhabers. Copyright © 2013 C. R. Bard, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BRO004BM-D (12/2013) DACH