

STATLock® Foley

Stabilisierungssysteme

Zur „klebeband-freien“ Stabilisierung von Foleykathetern.



Erfüllt die Richtlinie der CDC zur Fixierung von Foley-Kathetern.¹

Entwickelt zur:


- Verminderung des Verrutschens von Foley-Kathetern
- Minimierung unbeabsichtigter Dislokationen des Katheters
- Maximierung des Patientenkomforts durch:
 - Beseitigung der Notwendigkeit umlaufender Haltebänder und des dadurch verursachten Drucks
 - Verminderung von Zugkräften auf den Blasen-katheter

Halterung

- Das fest verschließbare Design stabilisiert den Katheter und vermeidet so kolbenartige Bewegungen und zufällige Dislokationen.
- Die drehbare Halterung erlaubt Bewegungen des Katheters mit dem Patienten, ohne dass auf den Katheter Zugkräfte einwirken.
- Ablösbarkeit ermöglicht einfaches Waschen des Patienten
- Passend für Latexkatheter mit 8–22 F und für Silikonkatheter mit 8–26 F für optimale Vielseitigkeit.

Verankerungskissen

- Erhältlich in Größen für pädiatrische und erwachsene Patienten und damit optimale Vielseitigkeit für die effektive Stabilisierung eines Foley-Katheters.
- Einfacher anwendbar als Klebebänder und umlaufende Haltebänder.
- Mit speziellem alkohollöslichem und damit hautschonendem Haftmittel.
- Erhältlich auch in atmungsaktivem latexfreiem Trikotstoff für mehr Patientenkomfort.



Bestellinformationen

StatLock® Foley Stabilisierungssysteme

Bestell-Nr.	Beschreibung	VE/Pckg.
FOL0100CE	System für Silikonkatheter mit Verankerungskissen aus Schaumstoff mit Öffnungen zur Hautatmung	25
FOL0101CE	System für Latexkatheter mit Verankerungskissen aus Schaumstoff mit Öffnungen zur Hautatmung	25
FOL0102CE	System für Silikonkatheter mit Verankerungskissen aus Trikotstoff	25

Referenzen:

¹ Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for Prevention of Catheter-associated Urinary Tract Infections. 2009



C. R. Bard GmbH

Wachhausstraße 6 • D-76227 Karlsruhe • TEL: +49 721 9445-124 • FAX: +49 721 9445-100 • www.bard.de • **KOSTENLOSES BESTELLFAX: 0800-31 20555**

Bard Medica S.A.

MGC-Top Nr. D36, 3.OG Ebene • Modecenterstraße 22 • A-1030 Wien • TEL: +43 1 49 49 130 • FAX: +43 1 49 49 130-30 • www.bard.at

Bard Medica S.A.

Seestrasse 64 • CH-8942 Oberrieden/Zürich • TEL: +41 44 722 53 60 • FAX: +41 44 722 53 70 • www.crbard.ch

Bitte ziehen Sie die Produktkennzeichnung und -beileger zu Rate, um sich über Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und die richtige Handhabung zu informieren.

Bard und StatLock sind Marken und/oder eingetragene Marken der C. R. Bard, Inc. Copyright © 2013 C. R. Bard, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BRO008BM-D (12/2013) DACH