

# STATLock® Multipurpose

Stabilisierungssysteme

Zur „naht-freien“ Stabilisierung von  
Thoraxdrainagen und großen  
medizinischen Sonden.



- Das halbmondförmige Verankerungskissen besteht aus geschlossenem Schaumstoff mit zwei kurzen Bändern aus Nylon zur Fixierung von Thoraxdrainagen.



### Bestellinformationen

#### StatLock® Multipurpose Stabilisierungssysteme

Bestell-Nr.	Beschreibung	VE/Pckg.
MP0120	System mit 5 inch Verankerungskissen aus Trikotstoff und Kabelbinder	25
➔ VMPDC	Pädiatrie-System mit 2,5 inch halbmondförmigem Verankerungskissen aus Trikotstoff und Kabelbinder	25
VMPDS	System mit schmetterlingsförmigem Verankerungskissen	25

➔ = für Kinder (pädiatrisch)



#### C. R. Bard GmbH

Wachhausstraße 6 • D-76227 Karlsruhe • TEL: +49 721 9445-124 • FAX: +49 721 9445-100 • www.bard.de • **KOSTENLOSES BESTELLFAX: 0800-31 20555**

#### Bard Medica S.A.

MGC-Top Nr. D36, 3.OG Ebene • Modecenterstraße 22 • A-1030 Wien • TEL: +43 1 49 49 130 • FAX: +43 1 49 49 130-30 • www.bard.at

#### Bard Medica S.A.

Seestrasse 64 • CH-8942 Oberrieden/Zürich • TEL: +41 44 722 53 60 • FAX: +41 44 722 53 70 • www.crbard.ch

Bitte ziehen Sie die Produktkennzeichnung und -beileger zu Rate, um sich über Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und die richtige Handhabung zu informieren.

Bard und StatLock sind Marken und/oder eingetragene Marken der C. R. Bard, Inc.  
Copyright © 2013 C. R. Bard, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BRO014BM-D (12/2013) DACH