

# STATLock® Universal Plus

Stabilisierungssysteme

Zur „naht-freien“ Stabilisierung von perkutanen Drainagekathetern.



Bietet Lösungen, die den OSHA Empfehlungen für nahtfreie Fixierung folgen.<sup>1</sup>

Entwickelt um:


- Katheterbewegungen einzuschränken und nahezu alle Kathetergrößen aufzunehmen.
- Komplikationen zu minimieren, die mit einer Nahtfixierung verbunden sind.
- Den Komfort und die Sicherheit für den Patienten zu erhöhen, durch den Wegfall der Notwendigkeit den Katheter mittels einer Naht zu sichern.
- Das Risiko einer Nadelstichverletzung für den Arzt zu reduzieren.<sup>1</sup>

**Halterung**

- Klemme des STATLock® Stabilisierungssystems zum Öffnen; wenn geschlossen, wird der Katheter gesichert; wenn geöffnet, kann der Katheter schrittweise zurückgezogen werden, ohne das Verankerungskissen zu ersetzen.
- Vielseitigkeit – passt für nahezu alle Kathetergrößen.

**Verankerungskissen**

- Ermöglicht Sicht auf die Kathetereintrittsstelle.
- Einzigartiges alkohollösliches und damit hautschonendes Haftmittel.
- Latexfreies Schaumstoffmaterial mit Öffnungen für die Hautatmung.



**Bestellinformationen**

**STATLock® Universal Plus Stabilisierungssysteme**

Bestell-Nr.	Beschreibung	VE/Pckg.
VUPD68	Klein (6 - 8,5 F)	25
VUPD1012	Mittel (10 - 12 F)	25
VUPD1214	Groß (12 - 14 F)	25
VUPD1416	Extra Groß (14 - 16 F)	25

**Referenzen:**

<sup>1</sup> OSHA Fact Sheet #7. Securing Medical Catheters. 2004



**C. R. Bard GmbH**

Wachhausstraße 6 • D-76227 Karlsruhe • TEL: +49 721 9445-124 • FAX: +49 721 9445-100 • www.bard.de • **KOSTENLOSES BESTELLFAX: 0800-31 20555**

**Bard Medica S.A.**

MGC-Top Nr. D36, 3.OG Ebene • Modecenterstraße 22 • A-1030 Wien • TEL: +43 1 49 49 130 • FAX: +43 1 49 49 130-30 • www.bard.at

**Bard Medica S.A.**

Seestrasse 64 • CH-8942 Oberrieden/Zürich • TEL: +41 44 722 53 60 • FAX: +41 44 722 53 70 • www.crbard.ch

Bitte ziehen Sie die Produktkennzeichnung und -beileger zu Rate, um sich über Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und die richtige Handhabung zu informieren.

Bard und StatLock sind Marken und/oder eingetragene Marken der C. R. Bard, Inc. Copyright © 2013 C. R. Bard, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BRO013BM-D (12/2013) DACH