

Die Modell- und Größenauswahl ist entscheidend für die Effizienz und den Tragekomfort

** Hilfsmittelnummern (Hi.Mi.Nr.) und Pharmazentralnummern (PZN) sind nur für Deutschland gültig.

Größe	▶ VE 30 Stück*			▶ VE 100 Stück*		
	Bestell-Nr.	Hi.Mi.Nr.**	PZN**	Bestell-Nr.	Hi.Mi.Nr.**	PZN**
SPIRIT™ Kondomurinal mit Hydrokolloid-Haftbeschichtung-Style 1						
S (klein) - 25 mm	35301	15.25.04.7029	11023240	35101	15.25.04.7029	11023257
M (mittel) - 29 mm	35302	15.25.04.7029	11023263	35102	15.25.04.7029	11023286
Zwischengröße-32 mm	35303	15.25.04.7029	11023292	35103	15.25.04.7029	11023300
L (groß) - 36 mm	35304	15.25.04.7029	11023317	35104	15.25.04.7029	11023323
XL (extra-groß) - 41 mm	35305	15.25.04.7029	11023346	35105	15.25.04.7029	11023352
SPIRIT™ Kondomurinal mit Hydrokolloid-Haftbeschichtung-Style 2						
S (klein) - 25 mm	37301	15.25.04.7029	11023369	37101	15.25.04.7029	11023375
M (mittel) - 29 mm	37302	15.25.04.7029	11023381	37102	15.25.04.7029	11023398
Zwischengröße-32 mm	37303	15.25.04.7029	11023406	37103	15.25.04.7029	11023412
L (groß) - 36 mm	37304	15.25.04.7029	11023429	37104	15.25.04.7029	11023435
XL (extra-groß) - 41 mm	37305	15.25.04.7029	11023441	37105	15.25.04.7029	11023458
SPIRIT™ Kondomurinal mit Hydrokolloid-Haftbeschichtung-Style 3						
S (klein) - 25 mm	39301	15.25.04.7029	11023464	39101	15.25.04.7029	11023493
M (mittel) - 29 mm	39302	15.25.04.7029	11023501	39102	15.25.04.7029	11023518
Zwischengröße-32 mm	39303	15.25.04.7029	11023530	39103	15.25.04.7029	11023547
L (groß) - 36 mm	39304	15.25.04.7029	11023553	39104	15.25.04.7029	11023576
XL (extra-groß) - 41 mm	39305	15.25.04.7029	11023582	39105	15.25.04.7029	11023599

* einzeln steril verpackt

Weitere Informationen über die SPIRIT™ Kondomurinale mit Hydrokolloid-Haftbeschichtung und andere BARD® Produkte erhalten Sie von unserem Außendienst oder unter www.bardurological.com



Jetzt Teil der
BARD® Homecare Urologie

C. R. Bard GmbH

Wachhausstraße 6 • D-76227 Karlsruhe
TEL: +49 721 9445-124 • FAX: +49 721 9445-100
www.bard.de

Bard Medica S.A.

MGC-Top Nr. D36, 3.OG Ebene
Modecenterstraße 22 • A-1030 Wien
TEL: +43 1 49 49 130 • FAX: +43 1 49 49 130-30
www.bard.at

Bard Medica S.A.

Seestrasse 64 • CH-8942 Oberrieden/Zürich
TEL: +41 44 722 53 60 • FAX: +41 44 722 53 70
www.crbard.ch

Bitte ziehen Sie die Produktkennzeichnung und -beileger zu Rate, um sich über Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und die richtige Handhabung zu informieren. Bard und Spirit sind Marken und/oder eingetragene Marken der C. R. Bard, Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum Ihres jeweiligen Herstellers. Copyright © 2015 C. R. Bard, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BRO001HC-D (03/2015) DACH


Regulierung der Hautfeuchtigkeit.
Das erste und einzige Kondomurinal mit Hydrokolloid-Haftbeschichtung.



Trockene Haut ist der Schlüssel zur guten Haftung

Die Hydrokolloid-Haftbeschichtung des SPIRIT™ Silikon-Kondomurinals erlaubt die Transpiration durch die Silikonmembrane mit einer **bis zu 50% höheren** Durchlässigkeitsrate als vergleichbare Silikon-Kondomurinale.

Optimaler Feuchtigkeitstransport




* Daten bei Rochester Medical vorhanden

Nachgewiesene Abgabe der eingeschlossenen Feuchtigkeit


Leitet zum **Schutz der Haut** die Feuchtigkeit nach außen, **minimiert Hautirritationen** und **erhält die Haftfähigkeit**.

Verfügbar in unterschiedlichen Größen & Varianten




Style 1

Standard Kondomurinallänge mit zentral liegender Haftbeschichtung.



Style 2

Kürzere Kondomurinallänge mit Haftbeschichtung am distalen Ende. Style 2 passend für jede Penisgröße, besonders für den retrahierten Penis.



Style 3

Standard Kondomurinallänge mit zusätzlicher Haftfläche. Style 3 bietet zuverlässigen Schutz für den aktiven Mann. Insbesondere geeignet für Männer, die Schwierigkeiten mit der Haftung herkömmlicher Kondomurinale haben.

