

HydroSil[®]
rose

Hydrophiler Einmalkatheter
aus Silikon

** Hilfsmittelnummern (Hi.Mi.Nr.) und Pharmazentralnummern (PZN) sind nur für Deutschland gültig.

Bestell-Nr.	Größe [CH]	VE	Hi.Mi.Nr.**	PZN**
71410	10	30 Stück*	15.25.14.7073	11096701
71412	12	30 Stück*	15.25.14.7073	11096718
71414	14	30 Stück*	15.25.14.7073	11096724
71416	16	30 Stück*	15.25.14.7073	11096730
71418	18	30 Stück*	15.25.14.7073	11096747

* einzeln steril verpackt

Weitere Informationen über den **HydroSil[®] rose Hydrophilen Einmalkatheter aus Silikon** und andere **BARD[®]** Produkte erhalten Sie von unserem Außendienst oder unter www.bardurological.com

HydroSil[®]
rose

Hydrophiler Einmalkatheter
aus Silikon

Weich. Angenehm. Diskret.
Der einzige Einmalkatheter aus reinem
Silikon für Frauen.



Jetzt Teil der
BARD[®] Homecare Urologie

C. R. Bard GmbH

Wachhausstraße 6 • D-76227 Karlsruhe
TEL: +49 721 9445-124 • FAX: +49 721 9445-100
www.bard.de

Bard Medica S.A.

MGC-Top Nr. D36, 3.OG Ebene
Modecenterstraße 22 • A-1030 Wien
TEL: +43 1 49 49 130 • FAX: +43 1 49 49 130-30
www.bard.at

Bard Medica S.A.

Seestrasse 64 • CH-8942 Oberrieden/Zürich
TEL: +41 44 722 53 60 • FAX: +41 44 722 53 70
www.crbard.ch

Bitte ziehen Sie die Produktkennzeichnung und -beileger zu Rate, um sich über Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und die richtige Handhabung zu informieren. Bard und HydroSil sind Marken und/oder eingetragene Marken der C. R. Bard, Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum Ihres jeweiligen Herstellers. Copyright © 2015 C. R. Bard, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BRO003HC-D (02/2015) DACH V2



HydroSil[®]
rose

Hydrophiler Einmalkatheter
aus Silikon

Haben Sie auf einen weichen und angenehmen Katheter gewartet?

Der einzige Einmalkatheter aus reinem Silikon für Frauen.
Das einzigartige, hydrophile, medizinisch zugelassene Silikon – weich und flexibel, dabei ausreichend fest und robust – ist ideal für eine **komfortable und ‚reibunglose‘ Katheterisierung und lässt sich diskret transportieren.**

Glatte, kegelförmige, nahtlose Spitze


Für schonendes Einführen

Vier weiche Augen in komfortabler Größe

Für eine optimale Drainage

M³ Technologie

Der dreilagige Aufbau verbindet eine optimale Handhabung mit komfortablen Trageeigenschaften.



Geschmeidige Innenschicht zum leichten Einführen

Feste mittlere Schicht für eine optimale Handhabung

Extraweiche Außenschicht für maximalen Komfort

Speziell entwickelter Griff

Bietet festen Griff und Kontrolle über die Katheterspitze.

Extraweiches, medizinisch zugelassenes Silikon

Schadstofffrei und umweltfreundlich.
Entspricht den Konturen der Harnröhre und sorgt für eine schmerzfreie Katheterisierung.

Kompakte Packungsgröße

Praktisch, diskret und alles in einem kleinen Päckchen.

